

BALANZA DIGITAL

HN-289



HN-289

La balanza digital HN-289 de OMRON tiene tecnología de prendido y apagado automático. La balanza HN-289 se prende automáticamente cuando el usuario se para sobre la plataforma y se apaga automáticamente después de la medición. La balanza pesa en kilogramos, en libras y ofrece alta precisión con incrementos de 100 g. Gracias a su diseño compacto y de vidrio templado, la balanza ofrece durabilidad y uso fácil para el hogar.



PLATAFORMA DELGADA



CAPACIDAD 150 Kg



**PLATAFORMA DE VIDRIO
TEMPLADO**



**TECNOLOGÍA ON Y OFF
AUTOMÁTICO**



**PESA EN KILOGRAMOS Y
LIBRAS**



INCREMENTOS DE 100 g

Precauciones: No utilice esta balanza con el cuerpo o los pies mojados, ni en superficies resbaladizas. Consulte a su médico antes de comenzar un programa de reducción de peso o de ejercicios.



OMRON

BALANZA DIGITAL

HN-289



ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE:

Caja

Unidad:

Caja Máster:

Código UPC:

Cantidad

1 unidad

6 unidades

073796842895

Peso aprox.

1.52 kg

9.56 kg

Dimensiones aprox. (ancho x altura x profundidad)

285 mm x 312 mm x 34 mm

302 mm x 245 mm x 245 mm

ESPECIFICACIONES:

Capacidad:

5 a 150 kg (11 a 330 lb)

Unidad mínima en la pantalla:

0.1 kg (0.2 lb)

Alimentación:

1 pila 3 V de litio (tipo CR2032)

Temperatura / humedad de operación:

+ 5 a + 35 °C (+ 41 a + 95 °F) / 30 a 85 % de humedad relativa

Condiciones de almacenamiento:

- 20 a + 60 °C (- 4 a + 140 °F) / 10 a 95 % de humedad relativa

Vida útil de la pila:

Aproximadamente 1 año (con 4 mediciones al día)

Dimensiones:

Aproximadamente 290 (ancho) x 270 (alto) x 22 (profundidad) mm


(11 3/4" x 3 3/4" x 11 3/4")

Peso:

Aproximadamente 1.2 kg (3.3 lb; incluyendo la pila)

Contenido:

Balanza digital, 1 pila 3 V de litio (CR2032) y manual de instrucciones



Nota: Estas especificaciones pueden estar sujetas a cambio. La eliminación de este producto y de las pilas usadas deben realizarse de acuerdo con las normas nacionales para la eliminación de productos electrónicos.

www.omronhealthcare.mx



Síguenos en:
facebook.com/OmronHealthcareMéxico

OMRON